

PROTOKOL č. 380/25/Svémyslice		AQUA CONTACT® Praha s.r.o.			
Zadavatel:	obec Svémyslice	Odběr provedl:	AQUA-CONTACT Praha s.r.o.		
Místo odběru:	ČOV Svémyslice	Typ odběru:	1,2 - 2hodinový slévání		
Datum odběru:	06.05. 2025		3,4 - prostý		
Datum příjmu:	06.05. 2025	Klasifikace vzorku:	odpadní voda		
Číslo vzorku		1437	1438	1439	1440
Ukazatel / Profil		1	2	3	4
CHSK _{Cr}	mg/l	810	59	-	
BSK ₅	mg/l	370	19	-	
NL _{suš.}	mg/l	360	20	2 570	3 800
NL _{žih.}	mg/l	-	-	580	-
Kalový index*	ml/g	-	-	245	192
N-NH ₄	mg/l	100	2,7	-	-
N-NO ₃	mg/l	-	21	-	-
N _{celk}	mg/l	120	34	-	-
P _{celk}	mg/l	12	1,3	-	-
Teplota****	°C	-	-	15,3	15,3
Rozpuštěný kyslík****	mg/l	-	-	1,7	1,7
RL _{žih.}	mg/l	-	600	-	-
AOX**	μg/l	-	54	-	-
Cd**	μg/l	-	<0,20	-	-
Hg**	μg/l	-	<0,10	-	-
Stanovení označená znakem * nejsou akreditována, stanovení označená ** jsou provedena v laboratoři externího poskytovatele.					
Ukazatel označený znakem *** je stanoven výpočtem, hodnota ukazatele označeného znakem **** je odečtena ze zařízení zadavatele					
U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené analýzy.					
Označení profilů		Ukazatel	Metoda	Nejistota měření	
1	přítok	CHSK _{Cr}	SOP-CHSK _{Cr}	15%	
2	odtok	BSK ₅	SOP-BSK ₅	20%	
3	aktivovaný kal 1	NL _{suš.}	SOP-NL	15%	
4	aktivovaný kal 2	NL _{žih.}	SOP-NL	15%	
		RL _{žih.}	SOP-RL	20%	
		N-NH ₄	SOP-N-NH ₄	13%	
		N-NO ₃	SOP-N-NO ₃	10%	
		N _{celk.}	SOP-N _{celk.}	17%	
		P _{celk.}	SOP-fosforečnany a P _{celk.}	13%	
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý					



PROTOKOL o odběru vzorků odpadních vod				AQUA CONTACT® Praha s.r.o.	
Místo odběru:		ČOV Svěmyslice			
Profil:		přítok			
		odtok			
		aktivovaný kal 1			
		aktivovaný kal 2			
Kódové označení:		380/25/Svěmyslice			
Způsob odběru:					
Prostý vzorek		Nerezové odběrové zařízení, objem vzorku 500 ml			
Směsný vzorek (typ A)		2hod. slévání vzorek dle vyhl. č. 328/2018 Sb.			
Směsný vzorek (průtokově závislý)		—			
Použité zařízení:		Automatická odběrová zařízení MORAVA 99			
Interval nebo průtok mezi vzorky:		Interval 15 minut			
Objem dílčích vzorků:		250 ml			
Přítok, odtok	Odběr zahájen:	06.05. 2025	11:30	hod.	
	Odběr ukončen:	06.05. 2025	13:15	hod.	
Aktivovaný kal 1	Odběr:	06.05. 2025	12:35	hod.	
Aktivovaný kal 2	Odběr:	06.05. 2025	12:45	hod.	
Způsob konzervace:		Uchováno v chladicím boxu při teplotě 5±3 °C			
Teplota vzduchu:		12 °C			
Postupy operativního řízení jakosti:		SOP- odběr vzorků -odpadní vody (DSPK C 11.1)			
Poznámky k odběru vzorků:		Odběr provedl: Ing. Karel Běhounek			
Instalaci a deinstalaci zařízení provedl pověřený pracovník společnosti AQUA-CONTACT Praha s.r.o.					
Odběr nahlášen zástupci provozovatele.					

